



Instruções de Uso/ Instructions for use/ Instrucciones de Uso BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	1 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02

1. Nome comercial:

EasyClip
 EasyClip+
 Lotus
 Tubos Autoligado Simples

2.  Fabricante:

Aditek do Brasil Ltda.
 Endereço: Cesário Mota, 14
 CEP: 14140-000 - Cravinhos – SP - Brasil
 Fone: +55 (16) 3951-9355 / 0800-0159520
 CNPJ 64.602.097/0001-95
 Responsável Técnico: José Arantes Nogueira Neto - CREA: 601037885
 www.aditek.com.br
 aditek@aditek.com.br

3.  1304 Organismo Certificador:

SIQ Ljubljana
 SLO-1000 Ljubljana, Trzaska cesta 2
 tel.: +386 1 4778 100
info@siq.si
www.siq.si

4. Indicação de uso:

A aplicação de Bráquetes ortodônticos é restrita aos profissionais de odontologia com habilitação em Ortodontia. A utilização por pessoas fora deste contexto poderá acarretar em danos irreversíveis ao paciente.

Os produtos foram desenvolvidos para serem utilizados no ambiente da cavidade oral, diretamente sobre os dentes, com o objetivo de apoiar tratamentos ortodônticos em seres humanos, promovendo um melhor posicionamento dos dentes dentro das arcadas dentárias em direção a uma correta posição e oclusão correta.

Os bráquetes são utilizados em conjunto com os arcos, fios, molas, bandas, elásticos e outros produtos auxiliares necessários ao tratamento ortodôntico.

Os bráquetes e tubos autoligados possuem um clipe que mantém o fio dentro do slot, dispensando o uso de ligaduras ou fios de amarrilho.

São indicados para tratar pacientes com idade a partir de 6 anos que tenham problemas de maloclusão como prognatismo, retrognatismo, mordida profunda, mordida aberta, apinhamento, mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior e diastemas.

São escolhidos pelos profissionais de ortodontia que buscam um atendimento clínico mais rápido na troca de fios ou arcos ortodônticos.



Instruções de Uso/ Instructions for use/ Instrucciones de Uso BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	7 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02

1. Commercial name:

EasyClip
 EasyClip+
 Lotus
 Self-ligating single buccal tubes

2.  Manufacturer:

Aditek do Brasil Ltda.
 Address: Cesário Mota, 14
 ZIP: 14140-000 - Cravinhos – SP - Brazil
 Phone: +55 (16) 3951-9355 / 0800-0159520
 CNPJ 64.602.097/0001-95
 Technical Responsible: José Arantes Nogueira Neto - CREA: 601037885
 www.aditek.com.br
 aditek@aditek.com.br

3.  1304 Notified Body:

SIQ Ljubljana
 SLO-1000 Ljubljana, Trzaska cesta 2
 tel.: +386 1 4778 100
info@siq.si
www.siq.si

4. Intended Use:

The use of orthodontic Brackets is restricted to dental professionals with qualification in orthodontics. Use by persons outside this context may result in irreversible damage to the patient.

Aditek products have been developed for use in the oral cavity environment, directly on the teeth, with the objective of supporting orthodontic treatments in humans, promoting a better positioning of the teeth in the dental arches toward a correct position and occlusion.

The brackets are used in conjunction with the archwires, wires, springs, bands, elastomers and other auxiliary products for the orthodontic treatment.

The self-ligating brackets and tubes have a clip that holds the wire into the slot, eliminating the use of ligatures or ligature wires.

They are indicated for treating patients from 6 years old who have malocclusion problems such as prognathism, retrognathism, deep bite, open bite, crowding, anterior crossbite, posterior crossbite and diastema.

BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	8 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02

NOTE: The choice of material to be used is made by the qualified professional, based on his knowledge acquired during his training in conjunction with the diagnosis and treatment plan for each patient.

5. Users:

The application of orthodontic Brackets is restricted to dental professionals with qualification in Orthodontics. Use by persons outside this context may result in irreversible damage to the patient.

6. Performance Characteristics:

Commonly orthodontic treatment without interruption takes from 1 to 3 years, varying in each case according to the facial pattern, type of malocclusion and oral conditions of the patient, which can be extended according to the complexity of the case.

7. Clinical Benefits:

The main benefits that these systems bring to the life of the patient is the aesthetic improvement with the alignment and leveling of the teeth, better hygiene, more efficient masticatory function facilitating swallowing, better digestion, prevention of occlusal problems, better speech and breathing.

8. Warning:



Product containing Chromium and Nickel in its composition, and may cause allergic reactions in patients susceptible to allergy to these substances. In case of reaction, remove the appliance and instruct the patient to seek medical care.



Aditek's products are designed and manufactured for single use only. The reuse or reprocessing may cause cross infection, decreased efficiency in bonding and loss of mechanical properties due to natural wear and forces applied in the removal of the product.



If the package has been breached, it is recommended to discard the product, minimizing the risk of transmission of microorganisms or possible product adulteration.

Store product in cool, dry and out of direct sunlight, keeping it in its own package until use.

The product is not recommended in the MRI environment, since the product will reflect the magnetic waves generated by the tomograph, preventing or masking the correct reading of the examination, so they should always be removed before MRI of the head and neck.



<i>Instruções de Uso/ Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i> BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	9 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02

The product is safe for use in pregnant women. It is known that due to hormonal changes during pregnancy the woman becomes more susceptible to having periodontal problems. During orthodontic treatment, the difficulty of cleaning can aggravate these problems. It is important that the patient is referred for professional cleaning at regular intervals.

The procedure for bonding and removing the brackets from the teeth must be performed according to the instructions of the manufacturer of the acquired orthodontic adhesive.

The composition of the product does not require specific procedures for transport and presents no risk to people.

The product is supplied in the non-sterile condition, however it has proven biocompatibility and no cleaning, disinfection or sterilization measures are necessary.

The professional should use good clinical practices for the disposal of medical products in accordance with current sanitary regulations.

Aditek do Brasil Ltda. is not responsible for the results obtained by using the product without necessary precautions or non-compliance with the warnings and instructions for use.

In the event of serious incidents with the product, Aditek do Brasil must be notified to the national competent authority in which the orthodontist is established.

9. Contraindications:

- Patients with poor oral hygiene,
- Patients with inability to cooperate with the treatment,
- Patients who have allergy to chromium and / or nickel,
- Disease or limitation that might hinder treatment,
- Existing bone or root resorption,
- Existing decalcification of dental enamel,
- Existing periodontal complications.

It is the primary responsibility of the orthodontist to identify any possible contraindication that may preclude the use of the product.

10. Residual Risks

All finished orthodontic treatments are subject to relapse. After treatment, the control must be determined by the professional to avoid or minimize relapse.



BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	10 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02

11. Side Effects

The use of the medical device may result in discoloration or decalcification of teeth, bone and root resorption, periodontal complications, allergic reactions, difficulties in maintaining oral hygiene, oral and mucosal damage, difficulty in speaking or chewing, discomfort and pain.

12. Composition:

Stainless Steel AISI 17-4 – Bracket								
Limits of Chemical elements (%)								
C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Cu	Fe
≤ 0,070	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,030	≤ 1,00	15,0 a 17,5	3,0 a 5,0	3,0 a 5,0	Balance
ASTM: A564								

Níquel Titânio NiTi #1 - Clip									
Limits of Chemical elements (%)									
Ni	C	Co	Cu	H	Fe	Nb	N + O	Cr	Ti
54,5 a 57,0	≤ 0,050	≤ 0,050	≤ 0,010	≤ 0,005	≤ 0,050	≤ 0,025	≤ 0,050	≤ 0,010	Balance
ASTM: F2063									

13. Shelf life:



10 years

14. Symbols and Meanings:

	Manufacturer		Authorized representative in the European Community
	Consult instructions for use		Complies with the European directive. XXXX represents the number of the certifying body
	Attention		Product contains chrome and nickel
	Do not use if the package is damaged or breached		Do not reuse product
	Product Reference Code		Lot number
	Expiration date		



<i>Instruções de Uso/ Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i> BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	11 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02

15. Patient information:

Product containing Chromium and Nickel in its composition, which may cause allergic reactions in people susceptible to these components;

Perform daily good hygiene to prevent plaque installation and subsequent periodontal disease;

It is important that the pregnant patient be referred for professional cleaning at regular intervals, due to the increased susceptibility of periodontal problems during pregnancy;

Chew hard food can cause the devices break or fall;

In case of damage, look for an orthodontist;

If swallowed or aspirated, look for medical care;

When participating in sports, always wear mouth guards, as impacts can damage appliances and harm in the oral cavity;

Mention all the undesirable side effects;

Mention about the risk of recurrence after treatment;

The patient must follow the professional's instructions regarding retainer to avoid recurrence;

The product is not recommended in the MRI environment.

16. Instructions for use:

The steps below must be performed only by dental professionals with qualification in Orthodontics.

Prepare the tooth surface according to the instructions of the manufacturer of the acquired orthodontic adhesive.

Bond the brackets on the teeth according to the instructions of the manufacturer of the acquired orthodontic adhesive.



Insert the instrument (explorer) in the circular opening of the clip located in between the lower tie-wings perpendicular to the vestibular face of the tooth.

Gently rotate the instrument to the left or to the right; in case of brackets with hooks, rotate the instrument in the opposite direction of the hook.



The clip may also be open using a fine tip explorer with a gentle lever action downward. The lower bracket clips open to gingival and the upper to occlusal.



Engage the selected archwire.

Place one tip of the tweezers over the upper tie-wings and the other tip below the clip.

Select the language:



<i>Instruções de Uso/ Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i> BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	12 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02



Press down the clip vertically. The first "click" unlocks the clip. The second, stronger click will lock the clip, closing the slot.

After treatment, remove the brackets and orthodontic adhesive from the teeth using an appropriate instrument as per the orthodontic adhesive manufacturer's instructions for use.



Instruções de Uso/ Instructions for use/ Instrucciones de Uso BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	13 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02

1. Nombre comercial:

EasyClip Rampa
EasyClip+
Lotus
Tubos Sencillo Autoligado

2.  Fabricante:

Aditek do Brasil Ltda.
Dirección: Cesário Mota, 14
CEP: 14140-000 - Cravinhos – SP - Brasil
Telefono: +55 (16) 3951-9355 / 0800-0159520
CNPJ 64.602.097/0001-95
Responsable Técnico: José Arantes Nogueira Neto - CREA: 601037885
www.aditek.com.br
aditek@aditek.com.br

3.  1304 Organismo Certificador:

SIQ Ljubljana
SLO-1000 Ljubljana, Trzaska cesta 2
tel.: +386 1 4778 100
info@siq.si
www.siq.si

4. Indicación de uso:

La aplicación de Brackets ortodónticos está restringida a los profesionales de odontología con habilitación en Ortodoncia. La utilización por personas fuera de este contexto puede acarrear en daños irreversibles al paciente.

Los productos fueron desarrollados para ser utilizados en el ambiente de la cavidad oral, directamente sobre los dientes, con el objetivo de apoyar tratamientos ortodónticos en seres humanos, promoviendo un mejor posicionamiento de los dientes dentro de las arcadas dentales en dirección a una correcta posición y oclusión correcta.

Los Brackets son utilizados en conjunto con los arcos, hilos, resortes, bandas, elásticos y otros productos auxiliares necesarios para el tratamiento ortodóntico.

Los Brackets y tubos autoligados tienen un clip que mantiene el hilo dentro del slot, dispensando el uso de ligaduras o hilos de amarillo.

Se indican para tratar a los pacientes con edad a partir de 6 años que tienen problemas de mal oclusión como prognatismo, retrognatismo, mordida profunda, mordida abierta, apiñamiento, mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior y diastemas.

Son elegidos por los profesionales de ortodoncia que buscan una atención clínica más rápida en el cambio de hilos o arcos ortodónticos.



Instruções de Uso/ Instructions for use/ Instrucciones de Uso BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	14 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02

NOTA: La elección del material a utilizar es realizada por un profesional calificado, basada en su conocimiento adquirido durante su capacitación en conjunto con el diagnóstico y el plan de tratamiento para cada paciente.

5. Usuarios:

La aplicación de los Brackets ortodónticos es restricta a los profesionales de odontología con habilitación en Ortodoncia. La utilización por personas fuera de este contexto puede acarrear en daños irreversibles al paciente.

6. Características de Rendimiento:

Comúnmente un tratamiento ortodóntico sin interrupción lleva de 1 a 3 años, variando en cada caso de acuerdo con el patrón facial, tipo de maloclusión y condiciones orales y sistémicas del paciente, pudiendo extenderse de acuerdo con la complejidad del caso.

7. Beneficios Clínicos:

Los principales beneficios que estos sistemas traen para la vida del paciente son la mejora estética con la alienación y nivelación de los dientes, mejor higiene, función masticatória más eficiente facilitando la deglución, mejor digestión, prevención de problemas oclusales, mejor habla y respiración.

8. Advertencias:



Producto que contiene Cromo y Níquel en su composición, pudiendo causar reacciones alérgicas en pacientes susceptibles a alergia a estas sustancias. En caso de reacción, retirar el aparato y orientar al paciente que consulte a un médico.



Los productos da Aditek son proyectados e manufacturados para uno solo uso. Su reutilización o reprocesamiento puede causar infección cruzada, disminución de la eficiencia en el pegado y pérdida de las propiedades mecánicas debido al desgaste natural y fuerzas aplicadas en la remoción del producto.



Si el embalaje ha sido violado, no utilice el producto, evitando riesgos relacionados con la transmisión de microorganismos o la posible falsificación de productos.

Almacene el producto en local fresco, seco y lejos de la luz del sol, manteniéndolo en su propio embalaje hasta su uso.

El producto no se recomienda en el ambiente de resonancia magnética, ya que el producto reflejará las ondas magnéticas generadas por el tomógrafo, impidiendo o enmascarando la lectura correcta del examen, por lo que deben ser siempre removidos antes de las resonancias magnéticas de la cabeza e del cuello.



Instruções de Uso/ Instructions for use/ Instrucciones de Uso BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	15 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02

El producto es seguro para uso en embarazadas. Es sabido que debido a los cambios hormonales durante el embarazo la mujer queda más susceptible a tener problemas periodontales. Durante el tratamiento ortodóntico, la dificultad de higienización puede agravar estos problemas. Es importante que la paciente sea encaminada para limpieza profesional a intervalos regulares.

El procedimiento de pegado y remoción de los Brackets en los dientes debe ser realizado conforme instrucción de uso del fabricante del adhesivo ortodóntico adquirido.

La composición del producto no requiere procedimientos específicos para su transporte y no presenta riesgos para las personas.

El producto se suministra en la condición no esterilizada, pero tiene biocompatibilidad comprobada no siendo necesarias medidas de limpieza, desinfección o esterilización.

El profesional debe utilizar las buenas prácticas clínicas para el descarte de productos médicos conforme a las normas sanitarias vigentes.

Aditek do Brasil Ltda. no se responsabiliza por los resultados obtenidos por la aplicación del producto sin las debidas precauciones o inobservancia de las advertencias e instrucciones de uso.

En caso de ocurrir incidentes graves con el producto se debe comunicar a Aditek do Brasil a la autoridad competente en el ámbito nacional en que el ortodoncista está establecido.

9. Contraindicaciones:

- Pacientes con higiene oral precária,
- Pacientes con inability de cooperar con el tratamiento,
- Pacientes que tienen alergia a cromo e/o níquel,
- Enfermedad o limitación que pueda dificultar el tratamiento,
- Reabsorción ósea o radicular existente,
- Descalcificación del esmalte dentario existente,
- Complicaciones periodontales existentes.

Es de entera responsabilidad del ortodoncista la identificación e/o posible contraindicación que pueda impedir el uso del producto.

10. Riesgos Residuales

Todos los tratamientos ortodónticos acabados están sujetos a la recidiva. Después del tratamiento, el control debe ser determinado por el profesional para que se evite o minimice la recidiva.



Instruções de Uso/ Instructions for use/ Instrucciones de Uso BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	16 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02

11. Efectos Secundários Indeseáveis

El uso del dispositivo médico puede acarrear en descoloración o descalcificación de los dientes, reabsorción ósea y radicular, complicaciones periodontales, reacciones alérgicas, dificultades en el mantenimiento de la higiene oral, daños en la mucosa oral y lengua, dificultad al hablar o masticar, incomodidad y dolor.

12. Composição:

Acero Inox AISI 17-4 – Bracket								
Límites de composición Química (%)								
C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Cu	Fe
≤ 0,070	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,030	≤ 1,00	15,0 a 17,5	3,0 a 5,0	3,0 a 5,0	Restante
ASTM: A564								

Níquel Titânio NiTi #1 - Clipe									
Límites de composición Química (%)									
Ni	C	Co	Cu	H	Fe	Nb	N + O	Cr	Ti
54,5 a 57,0	≤ 0,050	≤ 0,050	≤ 0,010	≤ 0,005	≤ 0,050	≤ 0,025	≤ 0,050	≤ 0,010	Restante
ASTM: F2063									

13. Validez:

10 años

14. Símbolos y Significados:

	Fabricante		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Consultar instrucciones de uso		Cumple la directiva europea. XXXX representa el número del organismo certificador
	Atención		Producto contiene cromo y níquel
	No utilice si el paquete está dañado o averiado		No reutilizar el producto
	Código de referencia del producto		Número de lote
	Fecha de validez		

15. Información a Ser Dada al Paciente

Instruções de Uso/ Instructions for use/ Instrucciones de Uso BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	17 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02

Producto que contiene Cromo y Níquel e su composición, pudiendo causar reacciones alérgicas en personas susceptibles a estos componentes;

Realizar buena higienización diaria para evitar la instalación de placa bacteriana y consecuentes enfermedades periodontales;

Es importante que la paciente gestante sea encaminada para limpieza profesional en intervalos regulares, debido al aumento da susceptibilidad de problemas periodontales durante la gestación;

Masticar alimentos duros puede hacer que los aparatos se rompen o caigan;

En caso de avería, procurar un ortodoncista;

En caso de ingestión o aspiración, procurar un médico;

Al participar de deportes, siempre use protectores bucales, pues impactos pueden dañar los aparatos y lastimar la cavidad oral;

Mencionar todos los efectos secundarios indeseables;

Mencionar sobre el riesgo de recidiva después del tratamiento;

El paciente debe seguir las orientaciones del profesional en cuanto a la contención, para evitar la recidiva;

El producto no se recomienda en el entorno de resonancia magnética.

16. Modo de uso:

Los siguientes pasos abajo deben ser realizados apenas por profesionales de odontología con habilitación en Ortodoncia.

Preparar la superficie de los dientes según la instrucción de uso del fabricante del adhesivo ortodóntico adquirido.

Colar los Brackets en los dientes según la instrucción de uso del fabricante del adhesivo ortodóntico adquirido.



Coloque el instrumento (explorador) en el orificio del clip, localizado abajo del slot, entre las aletas inferiores y perpendicular a la face vestibular del dente.

Gire el instrumento delicadamente a la derecha o izquierda; si la pieza tiene gancho, la rotación debe ser en la dirección contraria al mismo.



El clip también se puede abrir con un explorador de punta fina con un suave movimiento de palanca para abajo, colocando el instrumento dentro del orificio. Los clips de los Brackets inferiores se abren para gingival y los superiores para oclusal.



<p><i>Instruções de Uso/ Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i></p> <p>BRÁQUETES AUTOLIGÁVEIS SELF LIGATING BRACKETS BRACKETS AUTOLIGABLES</p>	CÓDIGO/CODE/ CÓDIGO	IFU01
	SETOR/SECTOR/ SECTOR	Desenvolvimento Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/ PÁGINA	18 de 18
	REVISÃO/REVIEW/ REVISIÓN	02



Coloque el arco seleccionado según el tratamiento a realizar. Utilizando una pinza, coloque una punta sobre las aletas del Bracket y la otra punta en el clip.



Presione la pinza verticalmente. El primer “clic” abre la apertura que se hizo en el clip. El segundo “clic”, más fuerte, irá trabar el clip, cerrando el o slot.

Después del tratamiento, quitar los Brackets y el adhesivo ortodóntico de los dientes utilizando instrumento adecuado, según la instrucción de uso del fabricante del adhesivo ortodóntico adquirido.