


<i>Tabela Controlada</i> TABELA DE REFERÊNCIA DE SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DA ADITEK	DOC. :	SGI
	CÓDIGO:	TB38
	UNID.RESP:	Qualidade
	PÁGINA:	Página 1 de 1
	REVISÃO:	03

	Fabricante		Cuidado
	Representante autorizado na Comunidade Europeia		Contém ou tem a presença de látex de borracha natural
	Data de fabricação		O produto deve ser manipulado apenas por profissional qualificado.
	Validade		Indica a temperatura que o produto deve ser esterilizado em autoclave.
	Código do lote		Composição do produto contém Cromo e Níquel
	Número de catálogo		Composição do produto contém Níquel e Titânio
	Não estéril		Composição do produto contém Cobre e Níquel
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		Composição do produto contém Titânio e Molibdênio
	Mantenha afastado de luz solar		Composição do produto contém Níquel
	Limite de temperatura		Composição do produto contém Cromo
	Não reutilizar		Cumpra as directivas da UE XXXX representa o número do organismo certificador
	Consultar as instruções para utilização		Proteja a embalagem da chuva, mantenha ela seca

Data: 12/2016

	
Elaborador- Gestor da Qualidade Alex Forastier Pierini	Aprovador – Diretor Industrial Eduardo Nogueira Lopes